

printo[®] dent

Generative Resin GR-17 temporary

Instrukcja użytkowania
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Instruktionsbog
Bruksanvisning

pro3d[®]ure

medical

Materials are our DNA!

1. Przeznaczenie / wskazanie

Światłoutwardzalne tworzywo polimerizowane, przeznaczone do stosowania w połączeniu z pozostałymi urządzeniami do utwardzania za pomocą światła do generatywnego wytwarzania elementów stomatologicznych. **printo[®] GR-17 temporary** zalecany jest do wytwarzania tymczasowych koron protetycznych w segmente zębów przednich metodą druku przestrzennego.

2. Przeciwwskazania

Uzupełnienia **printo[®] GR-17 temporary** nie są wskazane ...

- ... gdy wiadomo, że pacjent uczulony jest na jeden ze składników produktu.
- ... do mostów z więcej niż jednym przęsem.
- ... dla każdego zastosowania, które nie jest zawarte we wskazaniu (patrz powyżej).

3. Grupa docelowa pacjentów

Osoby, które leczone są w ramach zabiegów stomatologicznych.

4. Przewidywany użytkownik

Lekarka/lekarz stomatologii, technik stomatologii

5. Wymagania

Oprogramowanie – informacje dostępne od:

cocac GmbH · Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany

Sprzęt (drukowanie 3D) – informacje dostępne od:

ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Sprzęt (po utwardzeniu) – informacje dostępne od:

pro3dure medical (CD-1, CD-2) · Am Burgberg 13, D-58642 Iserlohn, Germany

Dodatkowe informacje na stronie www.pro3dure.com.

6. Materiał

printo[®] GR-17 temporary składa się z funkcjonalnych żywic na bazie metakrylanu i nieorganicznych wypełniaczy o wielkości cząstek wynoszącej od 0,4 do 3 mikrometrów.

7. Dane geometryczne

Obszary przyległe (minimum):

mosty zębów przednich 12 mm²

mosty zębów bocznych 14 mm²

Minimalna grubość ścianki:

powierzchnia żująca 1,5 mm (centralne pęknięcia)

na obwodzie 1 mm

8. Parametry materiału

Głębokość promieniowania sterowana przez czas naświetlania (ekspozycji)

50 µm

100 µm

9. Proces wytwarzania (rys. 1-10)

- Przygotować dane (CAD & dane konstrukcyjne).
- Wybrać parametry procesu (Build-Style itp.).
- Przenieść przygotowane dane do drukarki 3D.
- Przygotować druk 3D – wstrząsnąć butelką.
- Napełnić zbiornik na żywicę drukarki 3D.
- Wykonać elementy.
- Oczyszczyć części (za pomocą IPA ≥ 97 % lub porównywalnego środka czyszczącego) przez około 4 minuty w myjce ultradźwiękowej lub w porównywalnym urządzeniu – zalecane czyszczenie wstępne.
- Osuszyć części, (sprężonym powietrzem, żeby nie było żadnych pozostałości IPA lub innego, porównywalnego środka czyszczącego).
- Utwardzanie uzupełniające (10 min.): zalecana atmosfera obojętna (stosować odpowiedni sprzęt do utwardzania światłem).
- Wykończyć elementy.

10. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb i mocowanie. Tymczasowe wypełnienia można dostosowywać do indywidualnych potrzeb, stosując kompozyty światłoutwardzalne. Redukcja uzupełnienia nie powinna przekraczać 0,3 mm (obszar sieczy i przedsiłkownicy). Należy przestrzegać instrukcji, podanych przez producenta kompozytów światłoutwardzalnych. Do mocowania nadają się powszechnie stosowane prowizoryczne cementy dentystyczne (nie zawierające eugenolu) i kleje. Wewnętrzne obszary korony powinny być przygotowane przez piaskowanie lub inne powszechnie stosowane techniki. Należy przestrzegać instrukcji i danych, podanych przez właściwych producentów.

11. Wskazówka


Należy przestrzegać instrukcji, podanych przez producenta oprogramowania, dotyczących ustawień parametrów i zaleceń konstrukcyjnych. Należy przestrzegać instrukcji, podanych przez producenta sprzętu, dotyczących ustawień parametrów i zaleceń dotyczących utwardzania uzupełniającego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na jakość materiału, w żadnym wypadku nie należy wystawiać płynnego materiału na działanie promieniowania. Odchylenia od opisanych procesów produkcyjnych lub warunków przechowywania mogą prowadzić do odchylenia właściwości mechanicznych i optycznych materiału. Podczas obróbki należy zwrócić uwagę na indywidualne wyposażenie ochronne. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie produktów medycznych użytkownicy/pacjenci są zobowiązani do zgłaszania ważnych zdarzeń, dotyczących produktu medycznego, producentowi i kompetentnemu urzędowi kraju, w którym doszło do danego zdarzenia. **Uwaga:** Numer partii i minimalna data przydatności do użycia podane są na każdym opakowaniu, zawierającym dany materiał. W przypadku reklamacji należy zawsze podawać numer partii produktu. Po upływie daty przydatności do użycia nie stosować produktu. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Po użyciu należy dokładnie umyć ręce. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rekwizyty ochronne: okulary/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wnieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem. Zastosować określone leczenie (patrz informacje na tej etykiecie). W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczonej odzieży zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Zebrać wyciek. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość pojemnik usuwać zgodnie z przepisami urzędowymi.

12. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

* Dane uzyskane podczas badań reprezentatywnej próbki materiału, przeprowadzonych w ramach kontroli jakości. / Šie dati ir registri no testa paražymu mėginimui, kas tika neteiki ki dala no kvalitates nodrošināsānās. / Sie duomenys gauti atitinkamos reprezentacinio mėginio matavimus, kurie buvo apibūdinti atitinkami mėginiais, kurie buvo atlikti kaip reprezentatyvi tyrimai, atlikti kaip kontrolės tyrimai, atlikti naudojant reprezentatyvią mėginį, kuris buvo išnagrinėtas atitinkamais tyrimais, atliktais kaip kontrolės tyrimai. / Dessa uppgifter hästamman från mätningar av ett representativt prov, vilka beräknades inom ramen för vår kvalitetsstyrning. / Zgodnie z wewnętrznyimi specyfikacjami w zakresie projektu i wymagań / Atbilstoši iekšējā dizaina ir tehniskās norādījumiem / Pagal vidinius dizaino ir tehniskos norādījumiem / Iht. interne design- og kravspecifikationer / Enligt interna design- och kravspecifikationer. / *** nawiazując do ... / atbilstoties uz ... / remiantis ... / i henhold til ... / E / vāzīvānāti na ... / **** niestosowane / Nav piemērojams / Netaikoma / Kan ikke anvendes / E / Ej tillämpligt

UMDNS 16-697



Właściwości fizyczne */
Fizikālās īpašības */
Fizinės savybės */
Fysikalske egenskaber */
Fysikaliska egenskaper *:

printo[®] GR-17 temporary

■ Wytrzymałość na zginanie/
Noturība uz locījumiem/
Lenkiamasis stipris/
Bojestykrke/
Bøjhållfasthet:
> 50 MPa
DIN EN ISO 10477

■ Moduł sprężystości/
Stiešanās modulis/
Tampromo modulis/
Elasticitetsmodul/
Elasticitetsmodul:
> 2000 MPa
DIN EN ISO 10477

■ Pobór wody/
Ūdens uzņēmsana/
Vandens sugertis/
Vandoptagelse/
Vattenabsorption:
wymóg spełniony/
atbilst/
atitinka/
opfyldt/
krav uppfylla enligt
DIN EN ISO 10477

■ Rozpuszczalność/
Šķīdība/
Tirpumas/
Opløselighed/
Lösighet:
wymóg spełniony/
atbilst/
atitinka/
opfyldt/
krav uppfylla enligt
DIN EN ISO 10477

■ Wypełniacz nieorganiczny/
Neorganiska pildviela/
Neorganisks uzpildas/
Uorganisk fylstoff/
Oorganisk fylfmedel:
20.0 m-%

Informacje dotyczące zamówień/
Pasūtīšanas informācija/
Užsakymo informācija/
Beställingsinformation/
Beställningsinformation:

printo[®] GR-17 temporary

1 kg:
λ ≤ 405 nm

A1
REF: D1001432
A2
REF: D1001433
A3
REF: D1001431

A3.5
REF: D1001615
B1
REF: D1001616
B2
REF: D1001627
bleach
REF: D1001629

500 g:
λ ≤ 405 nm

A1
REF: D1001444
A2
REF: D1001445
A3
REF: D1001446
A3.5

REF: D1001619
B1
REF: D1001621
B2
REF: D1001628
bleach
REF: D1001630



Ta strana w górę.
Šis pusis uz augšu.
Šis pusis j viršu.
Denne side opad.
Denna sida upp.



Granica temp.
Temperatūras robežs
Temperatūras rība
Temperaturgräns
Temperaturgräns



0044
Znak CE
CE marķējums
CE ženkls
CE-merke
CE-tecken



Uwaga
Uzmanību
Demiso
Bemærk
Obs!

W razie uszkodzenia paczki nie stosować produktu.
Necmantot, ja bojāts iepakojums.
Nensaudākite, jei pakotē pažeista.
Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget.
Använd inte produkten om förpackningen är skadad.



Zwrócić uwagę na instrukcję użytkowania.
Svarīties par lietošanas instrukciju.
Vadovaukites naudojimo instrukcija.
Se instruktionsbog.
Följ bruksanvisningen.



Utrzymać z dala od promieniowania słonecznego.
Neprototies saules gaismas.
Saugoties nuo saulės spindulių.
Beskyttes mod sollys.
Får ej utsättas för direkt solljus.

Rx only
QTY: 1EA



Produkt medyczny
Medicinis produkts
Medicinos priemonė
Medicinsk udstyr
Medicinteknisk produkt



Data ważności
Derīguma termiņš
Galiotinos laikas
Data for holdbarhed
Bäst-före-datum



Numer katalogowy
Kataloga numurs
Katalogo numeris
Katalognummer
Katalognummer



Numer partii
Partijas numurs
Partijos numeris
Partinummer
Partinummer



Data produkcji
Izgatavošanas datums
Pagaminimo data
Produktionsdato
Tilværningsdato



Manufacturer:
pro3dure medical GmbH
Am Burgberg 13 · 58642 Iserlohn, Germany
Phone: +49 (0)2374 920050-0

Distributor (US):
pro3dure medical LLC
9825 Valley View Road · Eden Prairie, MN 55344
Phone: 952-426-1928

info@pro3dure.com · www.pro3dure.com · Made in Germany

1. Mērķis / indikācija
Ar gaismu cietināma, polimerizējama mērķīga masa, kas, pielietojot ekstrāorālās, ar gaismu cietinās šķētas, paredzēta dentālu detaļu ģeneratīvai izgatavošanai. **printident® GR-17 temporary** ir indicēts pagaidu zobu atjaunošanai priekšējiem zobiem ar aditīvo metodi.

2. Kontraindikācijas

Produkti **printident® GR-17 temporary** zobu atjaunošanai ir kontraindicēti ...
1. ... ja ir zināms, ka pacientam pret kādu no sastāvā esošajām vielām ir alerģija.
2. ... tieltiem ar vairāk nekā vienu pontiku.
3. ... jebkādam pielietojumam, kas nav daļa no indikācijas (skat. iepriekš).

3. Pacientu mērķa grupa

Personas, kas ir zobārsta pacienti.

4. Paredzētais lietotājs

Zobārsts un zobu tehniķis

5. Prasības

Programmatūra – informācija pieejama:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany

Aparatūra (3D Printing) – informācija pieejama:

ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Aparatūra (Post Curing) – informācija pieejama:

pro3dure medical (CD-1, CD-2) - Am Burgberg 13, D-58642 Iserlohn, Germany

Papildu informācija skat. www.pro3dure.com.

6. Materiāls

Produkt **printident® GR-17 temporary** sastāv no funkcionāliem metakrila sveķiem un neorganiskām piepildvielām, kuru daļiņu lielums ir no 0,4 līdz 3 mikrometriem.

7. Ģeometriskie parametri

Kontakzonus (minimums):
priekšējo zobu tilti 12 mm²
smau zobu tilti 14 mm²

Minimālās sienepas biezums:

okluzāli 1,5 mm (centrālā fisūra)
apkārt 1 mm

8. Materiāla parametri

Starojuma dziļums vadāms ar apgaismošanas laiku
50 µm
100 µm

1. Paskirtis / indikācija
Šviesjo kietinājams polimerizojamas plastikas, skirtas naudoti kartu su ekstrāorāle foto-polymerizavimo įranga ģeneratīvai dentu komponentu gambaļ. **printident® GR-17 temporary** skirtas priekšējis dalis laikinoju dentu restauravimio medžiagu gambaļ taikant aditīvjosio gambaļos būdā.

2. Kontraindikācijas

„printident® GR-17 temporary” dentu restauravimio reikmēs draudzīama naudoti ...
1. ... jei zinoma, kad pacientas yra alergiskas vienai iš sudedamųjų dalių.
2. ... tiltams su daugiau nei vienu pontiku.
3. ... bet kokiai aplikacijai, kuri nėra indikacijos dalis (žr. pirmiau).

3. Tiklinė pacientų grupė

Asmenys, kurie yra gydomi taikant odontologijos priemones.

4. Numatytas vartotojas

Odontologas (-ė), dentu technikas (-ė)

5. Reikalavimai

Programinė įranga – informācija rasite:
exocad GmbH - Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany

Techninė įranga (3D spausdinimas) – informācija rasite:

ASIGA - 2/19-21 Bourke Road, Alexandria, NSW 2015, Australia

Techninė įranga (po kietinimo) – informācija rasite:

pro3dure medical (CD-1, CD-2) - Am Burgberg 13, D-58642 Iserlohn, Germany

Papildoma informācija www.pro3dure.com.

6. Medžiaga

„printident® GR-17 temporary” susideda iš funkciinių metakrilo derių ir neorganinių užpildų, kurių dalelių dydis nuo 0,4 iki 3 mikrometrų.

7. Geometriniai duomenys

Sujungimo vietos (minimumas):
priekinių dentu tiltai 12 mm²
šoninių dentu tiltai 14 mm²

Minimalus sienelės storis:

okluzinis 1,5 mm (centrinis įtrūkimas)
perimetrinis 1 mm

8. Medžiagos parametrai

Spinduliuotės gyali gali būti reguliuojamas ekspozicijos laiku
50 µm
100 µm

9. Izgatavošanas process (1.–10. att.)

1. Sagatavo datus (CAD & darba sagatavošana).
2. Izvēlas procesa parametrus (izvēdes stils utt.).
3. Pārsta datus sagatavotos datus uz 3D printeri.
4. Sagatavo 3D drukus – sakrata pudeli.
5. Piepilda 3D printerā sveķu tvertni.
6. Izgatavo detales.
7. Detaļas notīra (ar IPA ≥ 97 % vai kādu līdzvērtīgu tīrīšanas līdzekli) apm. 4 min. ultraskaņas peldē vai līdzvērtīgu iekārtu, ieteicama priekštīrīšana.
8. Detaļas žāvē (ar saspiegtu gaisu, līdz vairst nav nekādu IPA vai līdzvērtīgu tīrīšanas līdzekļa atliekvielu).
9. Beigās cietina (10 min.): ieteicama inerta atmosfēra (izmanto piemērotas ar gaismu cietinās iekārtas).
10. Pabeidz detaļu izgatavošanu.

10. Individualizēšana un cementēšana

Pagaidu atjaunošanas elementus var individualizēt ar gaismā cietejošām saistvielām. Atjaunošanas elementu redukciju neiesaka pārsniegt 0,3 mm (incizālajā un vestibulārajā zonā). Lūgums ievērot gaismā cietejošo saistvielu ražotāja norādes. Cementēšanai ir piemēroti parastie provizorisks zobu cementi, kas nesatur eļļoļu un līmes. Krāsa iekļējas zonās ieteicams koriģēt ar smilšu strūklu vai kādu citu parastī lietojamu metodi. Lūgums vadīties pēc attiecīgā ražotāju norādēm un datiem.

11. Norāde

Ievērot programmatūras izgatavotāja norādes attiecībā uz parametru iestatījumiem un konstrukciju ieteikumiem. Ievērot aparatūras ražotāja norādes attiecībā uz parametru iestatījumiem un drukas un noslēdzējas cietināšanas ieteikumiem. Lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz materiāla kvalitāti, nedrīkst gaidījām nepatīkami šķidrā materiālu aparatūras. Aprakstīto izgatavošanas metožu vai uzglabāšanas nosacījumu neievērošana var radīt mehāniskus un optiskus materiāla defektus. Darbā ar produktu lietot personas aizsarglīdzekļus. Saskaņā ar ES Medicīnas produktu regulu lietotājiem un pacientiem ir pienākums ipašu atgādījumu ar kādu no medicīnas produktiem darīt zināmus ražotājam vai atbildīgajai iestādei valstī, kurā tīklā pieredzēti. **Uzmanību:** Partijas numurs un derīguma termiņš ir norādīts uz katra materiāla iepakojuma. Iesniegto sūdzības, vienmēr norādāms produkta partijas numurs. Neizmantot produktu pēc lietošanas termiņa beigām. Izvairīties ieelpot puteļus/vaikus/gāzi/dūmus/zariņus/mazajām. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Izmantot tikai arā vai labi vēdināmās telpās. Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/aucu aizsargus/šņepas aizsargus. SĀSKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. IEELPOŠANĀS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svairģ gaisū n drošnodrīnētā raucētū eī-pošanū. SĀSKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izmetiet kontaklēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skatot. Sazināties ar SAINEŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikti pašsajūta. Ipaša apstādē (skatī informāciju uz šīs etiķetes). Ja rodas ādas iekaisums: līdziet mediku palīdzību. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: līdziet mediku palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: līdziet mediku palīdzību. Noviklīt piesārņoto apģērbu un girms atkārtotas lietošanas izmāzģt. Savākt izsāksito šķidrūm. Glabāt labi vēdināmās telpās. Ivertni turēt cieši noslēgtu. Glabāt sliģtā veidā. Izmetiet saturu/konteineri saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

12. Pabeigšana

Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

9. Gamybos procesas (1–10 pav.)

1. Paruškite duomenis (CAD ir konstrukcijos paruošimas).
2. Pasirinkite proceso parametrus (konstrukcijos stilių ir pan.).
3. Perkelkite paruoštus duomenis į 3D spausdintuvą.
4. Paruškite 3D spausdintuvą – suplakite butelį.
5. Pripildykite 3D spausdintuvą dervos talpa.
6. Sukurkite detales.
7. Valykite detales (su IPA ≥ 97 proc. arba lygiavertę valymo priemone) maždaug 4 min. ultragarsu vonelėje arba lygiavertę prietaisu – rekomenduojamas šlanstinis valymas.
8. Džiovinkite dalis (suspaustu oru, kol neliks IPA arba lygiavertės valymo priemonės likučių).
9. Papildomas kietinimas (10 min.): rekomenduojama inertinė atmosfera (naudokite tinkamus fotopolimerizavimo prietaisus).
10. Galutinai apdorokite detales.

10. Individualizavimas ir cementavimas

Laikini restauravimio dantis galima individualizuoti naudojant šviesjo kietinājas kompozitines medžiagas. Restauracijos sumāzinimas neturėtų viršyti 0,3 mm (incizinis ir vestibulinis plotas). Laikykitės šviesjo kietinājū kompozitinių medžiagu gamintoju nurodymų. Cementavimui tinka įprastais laikinas dentu cementas (be eugenolio) ir klipji. Vidinēs vaikinio srity tur būt apdorotos smėlais-raučiu būdu arba kitais įprastais metođais. Laikykitės atitinkamų gamintoju instrukcijų ir nurodymų.

11. Nurodymai

Vykdykite programinės įrangos gamintojo instrukcijas dėl parametru nustatymų ir rekomendacijas dėl projektavimo. Vykdykite techninės įrangos gamintojo instrukcijas dėl parametru nustatymų ir rekomendacijas dėl spausdinimo ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti aukų (veidų) apsaugos priemones. PA-TĒKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. ĮKVEPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. PATĒKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Šimtu kontūrinio ir papilomo kietinimo. Kad išvengtumėte žalingo poveikio medžiagos kokybei, jokiū būdu neveikite skysdos medžiagos spinduliuote. Nukrypimai nuo aprašyto gamybos proceso ar laikymo sąlygų gali lemti skirtingas medžiagos mechanines ir optines savybes. Apdoravimo metu atkreipkite dėmesį į asmenines apsaugos priemones. Pagal ES medicinos prietaisų reglamentą naudotojai ir (arba) pacientai privalo pranešti apie rimtus su medicinos prietaisais susijusius incidentus gamintojui ir šalies, kurioje jie įvyko, kompetentingai institucijai. Demensio partijos numeris ir tinkamumo vartoti terminas yra nurodyti ant kiekvienos medžiagos pakotės. Jei turite nusiiskundimū, visada nurodykite gaminio partijos numerį. Nenaudokite produkto pa-sibaigus tinkamumo vartoti terminui. Stengtis neįkvėpti dūmų/dujų/dujų/ūku/garų/aeroolio. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Užterštū darbu drabužių negalima šnešti iš darbo vietos. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūveli apsaugines piršt